

Link do produktu: <https://chemiatechniczna.eu/salim-d-super-koncentrat-myjaco-dezynfekujacy-p-113.html>



SALIM D – super koncentrat myjąco-dezynfekujący

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	TM-0057
Kod producenta	TM-0057
Producent	Salimar

Opis produktu

SALIM D – super koncentrat myjąco-dezynfekujący

WŁAŚCIWOŚCI:

Ekologiczny super koncentrat myjąco – dezynfekujący o wszechstronnym zastosowaniu, ulega biodegradacji w środowisku naturalnym. Jest środkiem powierzchniowo czynnym o wysokim standardzie. Znakomicie usuwa tłuste zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni

Zawiera substancje aktywne: czterorzędowe związki amonowe, Propan2ol.

Działa bakteriobójczo na organizmy: Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae.

Działa grzybobójczo na organizmy: Candida Albicans, Aspergillus Niger.

ZASTOSOWANIE:

1. W sektorze medycznym na terenie: szpitali (z wyłączeniem obszaru klinicznego), klinik, aptek oraz w studiach urody (salony odnowy biologicznej, zakłady fryzjerskie, solaria itp.).

2. Mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni, mebli oraz sprzętu elektronicznego (z wyłączeniem ekranów monitorów LCD, LED, PLAZMA). W obszarach klinicznych obowiązkowo należy użyć produkt SALISEPT do

końcowej dezynfekcji.)

3. W sektorze spożywczym na terenie zakładów: przetwórstwa mięsnego, rybnego, warzywno owocowego, rozlewni napojów, ciastkarskopiekarniczych; jak również na terenie szkół, przedszkoli, żłobków, sklepów, restauracji, barów i hoteli oraz innych miejscach użyteczności publicznej.

4. Mycie i dezynfekcja narzędzi i maszyn, mających bezpośredni kontakt z żywnością (stoły, blaty, krajalnice, pojemniki, blachy, formy, chłodziarki, kuchnie gazowe i elektryczne) jak również wszystkie inne powierzchnie, urządzenia i narzędzia znajdujące się w pomieszczeniu do przetwarzania żywności.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zanieczyszczoną powierzchnię należy spryskać rozcieńczonym płynem, po czym spłukać zimną wodą. Preparat należy używać do dezynfekcji w minimalnym roztworze 6%.

UWAGA! Odpowiednie rozcieńczenie zwiększa wydajność płynu.

POSIADA Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 4810/12

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SALIMAR - POJEMNOŚCI: 1L , 5L